

弗兰克-赫兹实验

哈工大 (深圳) 物理实验中心

实验目的

1.了解弗兰克-赫兹实验的原理和方法。

2.测定氩原子的第一激发电位,验证原子能级的存在。

实验背景

1914年,<u>弗兰克(James Franck</u>,1882~1964)和<u>赫兹(Gustar Hertz</u>,1887~1975)在研究中发现电子与原子发生<u>非弹性碰撞</u>(电子速度减小)时能量的转移是量子化的。他们的精确测定表明,电子与汞原子碰撞时,电子损失的能量严格地保持4.9 eV,即汞原子只接收4.9 eV的能量。

- 这个事实直接证明了汞原子具有玻尔 所设想的那种"完全确定的、互相分 立的能量状态",是对玻尔的原子量 子化模型的第一个决定性的证据。
- ▶ 由于他们的工作对原子物理学的发展 起了重要作用,曾共同获得1925年的 物理学诺贝尔奖。



James Franck



Gustav Ludwig Hertz

波尔的原子能级理论

- 玻尔的原子理论指出,原子只能处于一系列不连续的 稳定能量状态(定态)。
- 这些状态具有分立的确定的能量值,称为能级。
- 其中,能级最低的状态称为基态。当原子吸收电磁波 或受到其他有足够能量的粒子碰撞时,可由基态跃迁 到能量较高的激发态。
- 原子从一个定态过渡到另一个定态称为跃迁,伴随着辐射或吸收电磁波。电磁波的频率由发生跃迁的两个定态能量*E*_m、*E*_n确定:




式中,h为普朗克常量。




Niels Bohr

弗兰克-赫兹实验原理




弗兰克-赫兹实验原理

原子实现能级跃迁的途径之一:与具有一定能量的电子的碰撞。




$I_{\Delta} - V_{G2K}$ 曲线: 反映氩原子与电子的能量交换




- 假设初速度为零的电子在电 势差为U的电场作用下,获 得能量eU,然后与稀薄气体 中的原子发生碰撞,发生能 量交换。
- E1: 氩原子基态能量
- E2: 氩原子第一激发态能量
- 能量传递:

$$eU_0 = E_2 - E_1$$

- 那么当电子与原子发生碰撞时,原子将从电子攫取能量而从基态跃迁到第一激发态。相应的电位差Uo就称为原子的第一激发电位。
- 1. 随着加速电压的增加,阳极电流出现一系列极大值与极小值。
- 2. 相邻两个极大值或极小值之间的间距为11.7 V。



示波器




HZDH® Franck-Hertz Tube(Ar) V_{G2}A V_{G2}K 12.5 VG1K FILAMENT F-H tube

实验装置








实验准备工作

(1) 按照示意图将夫兰 克-赫兹管测试架与测试 仪前面板上的四组电压输 出(第二栅压V_{G2K}, 拒斥 电压V_{G2A}, 第一栅压V_{G1K}, 灯丝电压) 分别对应连接; 将电流输入接口与测试架 上的微电流输出口相连。

注意: 仔细检查, 避免接错损坏夫兰克一赫兹管。



- 1. 微电流输出接口
- 2. 夫兰克赫兹管
- 3. 灯丝电压输入接口
- 4. 拒斥电压 VG2A 输入接口
- 5. 第二栅压 VG2K 输入接口
- 6. 第一栅压 *V*GIK 输入接口

图 1 夫兰克-赫兹管测试架示意图

实验准备工作(设定,预热)

- (2) 将夫兰克一赫兹实验仪前面板上"信号输出"接口与示波器CH1通道相连,"同步输出"与示波器触发端接口相连;
 - (3) 开启电源,默认工作方式为"手动"模式;
- (4)将电压设置依次切换为"灯丝电压"、第一栅压" V_{G1K} "、拒斥电压" V_{G2A} "第二栅压" V_{G2K} "设定设定,调节相应"电压调节",使与出厂参考值一致(详见夫兰克赫兹管测试架标示)。
- (5) 将电压设置切换选择为第二栅压 "V_{G2K}"设定,调节"电压调节"使输出为零。
 - (6) 预热仪器10-15分钟, 待上述电压都稳定后, 即可开始实验。

实验步骤-手动测量

- (1) 开机默认为"手动"工作状态;
- (2)将电压设置切换选择为第二栅压 " V_{G2K} " 设定,调节"电压调节",使第二栅压0V到90V按最小步进电压值(0.2V) 依次增加,一边调节,一边观察示波器上显示的波形曲线和实验仪面板上的电流示值,依次记录 V_{G2K} 和 I_A 数据。

注意:实验前,可以通过"电压调节"组合键设置V_{G2K}最小电压步进值为 0.1V, 0.2V或<u>0.5V</u>;实验过程中请不要再改变最小步进值,V_{G2K}从小到大单向调节,不可在过程中反复(恒正)。

(3) 求出各峰值所对应的电压值,用逐差法和最小二乘法求出氩原子第一激发电位,并与公认值相比较,求出相对误差。

注意事项

- 连线时注意A, K, G间的一一对应, 避免混接。
- 实验前,通过"电压调节"组合键设置V_{G2K}最小电压步进值 为0.2V;
- 实验过程中请不要再改变最小步进值;
- V_{G2K}从小到大单向调节,不可在过程中反复(恒正)。

数据记录

| VG2K | T / A | VG2K | | VG2K | T / A | VG2K | T / 1 | VG2K | T / A | VG2K | | VG2K | T / 1 | VG2K | |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| /V | Ip/uA |
| 0.5 | 0 | 13 | 8.5 | 25.5 | 22.1 | 38 | 40.6 | 50.5 | 63.8 | 63 | 83.8 | 75.5 | 96.9 | 88 | 106.7 |
| 1 | 0 | 13.5 | 9.8 | 26 | 25.3 | 38.5 | 45.7 | 51 | 69.6 | 63.5 | 87.4 | 76 | 99.8 | 88.5 | 110.5 |
| 1.5 | 0 | 14 | 11.1 | 26.5 | 27.6 | 39 | 50 | 51.5 | 72.2 | 64 | 89.1 | 76.5 | 100.9 | 89 | 112.8 |
| 2 | 0 | 14.5 | 11.9 | 27 | 30.7 | 39.5 | 53.1 | 52 | 73.8 | 64.5 | 88.3 | 77 | 100 | 89.5 | 112 |
| 2.5 | 0 | 15 | 13.1 | 27.5 | 33.4 | 40 | 56.1 | 52.5 | 73.5 | 65 | 85.9 | 77.5 | 96.8 | 90 | 110.8 |
| 3 | 0 | 15.5 | 14.4 | 28 | 35.1 | 40.5 | 56.7 | 53 | 71.3 | 65.5 | 81.7 | 78 | 91.5 | 90.5 | 107.2 |
| 3.5 | 0 | 16 | 15.6 | 28.5 | 37 | 41 | 56.4 | 53.5 | 67.1 | 66 | 75.7 | 78.5 | 84.7 | 91 | 102.6 |
| 4 | 0 | 16.5 | 16.7 | 29 | 38.1 | 41.5 | 54.9 | 54 | 60.9 | 66.5 | 65.2 | 79 | 77.7 | 91.5 | 94.7 |
| 4.5 | 0 | 17 | 17.5 | 29.5 | 38.2 | 42 | 51.8 | 54.5 | 54 | 67 | 57.6 | 79.5 | 69.5 | 92 | 87 |
| 5 | 0 | 17.5 | 18.4 | 30 | 37.6 | 42.5 | 46.3 | 55 | 47 | 67.5 | 47.4 | 80 | 60.3 | 92.5 | 78.7 |
| 5.5 | 0 | 18 | 19.1 | 30.5 | 36.6 | 43 | 41.8 | 55.5 | 37.4 | 68 | 38 | 80.5 | 50.3 | 93 | 69.3 |
| 6 | 0 | 18.5 | 19.5 | 31 | 34.7 | 43.5 | 35.8 | 56 | 28.9 | 68.5 | 28.3 | 81 | 41.1 | 93.5 | 61.7 |
| 6.5 | 0 | 19 | 19.7 | 31.5 | 32.6 | 44 | 29.6 | 56.5 | 21.7 | 69 | 22.5 | 81.5 | 32 | 94 | 52.9 |
| 7 | 0 | 19.5 | 19.5 | 32 | 29.4 | 44.5 | 23.7 | 57 | 15.5 | 69.5 | 17.4 | 82 | 29.4 | 94.5 | 49.6 |
| 7.5 | 0 | 20 | 19.3 | 32.5 | 26 | 45 | 18.1 | 57.5 | 11.9 | 70 | 16.4 | 82.5 | 28.4 | 95 | 46.8 |
| 8 | 0 | 20.5 | 18.8 | 33 | 22.3 | 45.5 | 13.6 | 58 | 11 | 70.5 | 18.7 | 83 | 30.9 | | |
| 8.5 | 0 | 21 | 17.9 | 33.5 | 19.3 | 46 | 11.4 | 58.5 | 13.4 | 71 | 23.9 | 83.5 | 36 | | |
| 9 | 0.1 | 21.5 | 17.1 | 34 | 16.1 | 46.5 | 11.5 | 59 | 18.7 | 71.5 | 31.6 | 84 | 42.5 | | |
| 9.5 | 0.5 | 22 | 15.8 | 34.5 | 14.5 | 47 | 14.4 | 59.5 | 27.9 | 72 | 41.2 | 84.5 | 51.8 | | |
| 10 | 1.2 | 22.5 | 14.9 | 35 | 14.7 | 47.5 | 20.1 | 60 | 36 | 72.5 | 50 | 85 | 61.5 | | |
| 10.5 | 2.2 | 23 | 14.3 | 35.5 | 16.4 | 48 | 29.2 | 60.5 | 45.8 | 73 | 58.4 | 85.5 | 69.1 | | |
| 11 | 3.4 | 23.5 | 14.5 | 36 | 19.7 | 48.5 | 35.5 | 61 | 56.1 | 73.5 | 69 | 86 | 77.6 | | |
| 11.5 | 4.6 | 24 | 15.4 | 36.5 | 24.4 | 49 | 43 | 61.5 | 63 | 74 | 77.4 | 86.5 | 87 | | |
| 12 | 6 | 24.5 | 17.2 | 37 | 30 | 49.5 | 50.1 | 62 | 71.8 | 74.5 | 86.4 | 87 | 96.8 | | |
| 12.5 | 7.3 | 25 | 19.3 | 37.5 | 35.3 | 50 | 57.6 | 62.5 | 78.9 | 75 | 92.9 | 87.5 | 101 | | |

Ar 的 Ip-VG2K数据

数据处理: 逐差法/最小二乘法(每条曲线)

- 1. 计算氩原子第一激发电压。
- 2. 计算相对误差 (11.7 V)。

逐差法:

| 120 - 100 - 80 - 60 - 20 - | \nearrow | $\sqrt{\ }$ | | | VG2 | 2K/V |
|--|------------|-------------|----|----|-----|------|
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 599/35 | | J Ip-VG2K 图 | 子像 | | | |

| 峰序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 峰值电压 U _i /V | 16.85 | 27.95 | 39.44 | 51.02 | 63.55 | 76.46 |

| 数据序号 i 1 | | 2 | 3 | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--|--|
| $(U_{i+3}$ - $U_i)/V$ | 34.17 | 35.60 | 37.02 | | |


$$\overline{3U_g} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} (U_{i+3} - U_i) = 35.60 V$$

$$\overline{U_g} = 11.87 V$$

数据处理: 逐差法/最小二乘法(每条曲线)

最小二乘法:

| 峰序号i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 峰值电压 U _i /V | 16.85 | 27.95 | 39.44 | 51.02 | 63.55 | 76.46 |



Ug=k=11.89V

思考题

- 1. 拒斥电压 "V_{G2A}"的大小对曲线有何影响?
- 2. 为什么电压变大变小多次改变会影响实验结果?
- 3. 为什么 I_A-U_{G2K} 曲线上的谷点电流随 U_{G2K} 的增大而增大?

请仔细阅读《实验指导书》中的 实验内容和要求