



迈克耳孙干涉仪

哈尔滨工业大学物理实验中心

迈克尔孙干涉仪的发展




阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克耳孙 (1852年-1931年)



第一台迈克尔孙干涉仪

迈克尔孙干涉仪的应用


当移动的大质量物体使周围的时空产生扭曲时,就会在时空中产生波纹。能引起引力波的强引力源可能是一对距离很近、互相围绕的中子星或黑洞。



实验目的

- 1. 了解迈克尔孙干涉仪的结构及调节方法;
- 观察非定域干涉条纹的特征,考察其形成条件,分别采用逐差法测量He-Ne激光波长及作图法常分析压下空气的折射率;
- 3. 观察定域干涉(等倾干涉、等厚干涉)条纹的特征, 考察其形成条件;
- 4. 观察白光干涉的特征(选做)。


迈克尔孙干涉仪的原理




迈克尔孙干涉仪原理光路图

非定域干涉





点光源产生的非定域干涉计算示意图



若中心处($\theta=0$)为明条纹,则:

$$\delta_1 = k_1 \lambda$$

 $\delta_1 = k_1 \lambda$ 圆心对应的干涉级最高

若改变光程差,使中心仍为明条纹,则:


$$\delta_2 = k_2 \lambda$$

 $\delta_{2} = k_{2}\lambda$ 每吞或吐一个圆环, d 改变了半个波长。

可得:

$$\Delta d = d_2 - d_1 = \frac{1}{2} (\delta_2 - \delta_1) = \frac{1}{2} (k_2 - k_1) \lambda = \frac{1}{2} \Delta k \lambda$$

由此可见,只要测出干涉仪中M₂移动的距离 Δd ,并 数出相应的"吞/吐"环数 Δk ,就可求出<mark>激光波长</mark> λ 。



注意观察:干涉圆环的"吞""吐"现象

光程差由大变小

光程差变小到零 光程差由零变大 光程差继续变大

d 越小,条纹间距越大;

d 一定, θ 越小,即越靠近中心,角间距 $\Delta\theta$ 越大。



空气室放入定镜光路,充气至比环境大气压高出 ΔP ,缓慢籽放气体,相应的空气折射率改变为 Δn ,测量条纹变化的总数k(精确到0.5),则:

$$2\Delta n \cdot l = k\lambda$$

则环境气压下空气的折射率为:

$$n = 1 + \Delta n \cdot \frac{P_{amb}}{\Delta P} = 1 + \frac{k\lambda}{2l} \cdot \frac{P_{amb}}{\Delta P}$$

定域干涉 (扩展光源)


1)等倾干涉(定域于无穷远处)

几何光程差为:

$$\delta = AB + BC - AD$$

$$= \frac{2d}{\cos \theta} - 2d \tan \theta \sin \theta$$

$$= 2d \cos \theta$$



当两个镜面平行时,干涉条纹是一系列与不同倾角θ相对应的明暗相间的同心圆环条纹,这种相同倾角的光所产生的干涉, 称为等倾干涉。

定域干涉 (扩展光源)

2) 等厚干涉(定域于镜面附近)

当 M_{1} 、 M_{2} '有一个很小的角度时, M_{1} 、 M_{2} '之间形成楔形空气薄层,这时"1"和"2"的光程差仍然可以近似写作:


 $\delta \approx 2d\cos\theta$

d为观察点处空气层的厚度。 θ 为入射角。

当 θ 很小时, $\cos \theta \approx 1$


几何光程差: $\delta = 2d$

明暗相间的直条纹




定域干涉 (扩展光源)

等厚干涉条纹的调节和现象




• 定域干涉 (扩展光源)





白光的等厚干涉

定域干涉条纹(扩展光源)



E.放入毛玻璃板,用眼睛代替观察屏,调节以获得粗的平行直条纹,即为等厚干涉。



F.调至条纹非常稀疏时,换 上白光,微调动镜获得彩色 条纹。

注意事项

- ◆ 注意激光防护,切忌激光束直射入眼。
- ◆ 激光束的自准直调节。
- 调节前和实验后将反射镜背面的调节螺丝均匀缓慢 地调节到中间状态。
- → 测量过程中鼓轮只能沿一个方向旋转,避免回程差。
- **◆** 禁止用手触摸光学元件表面,也不允许擦拭。

实验内容和要求详见《实验指导书》