



霍尔效应

(The Hall Effect)

大学物理实验 II
(University Physics Experiments)

Outline


- Introduction
- Applications
- 实验任务
- 操作要点
- 注意事项
- 报告要求
- 讨论题

Introduction

- Discovered by
 - Edwin Hall, "On a New Action of the Magnet on Electric Currents", *American Journal of Mathematics* 2, 3, 287-92 (1879)
 - While working on his doctoral degree
 - 18 years prior to the discovery of the electron.


Introduction

- The Hall effect: production of a voltage difference U_H (the Hall voltage) across a conductor (sample) that is transverse to an applied electric current I_H and to an applied magnetic field $B(I_M)$ perpendicular to I_H .
- The Lorentz force: $\mathbf{F} = e [\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})]$




Introduction

- The magnetic force is $F_m = ev_d B$ where v_d is the drift velocity



$$F_m = F_e = V_H e / W$$




n = number of charges e per unit volume

$Q = neAd$ = total mobile charge in length d of the conductor

$t = \frac{d}{v_d}$ = time for this charge to sweep past the current measuring point.

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{neAd}{d/v_d}$$

$$I = neAv_d$$




- The Hall Voltage is:

$V_H = I_s B / ned$, where n is the number of charge carriers (载荷子) and e is the electron charge

Introduction

- The Hall coefficient is defined as $R_H = dV_H / IB$
- Substituting, $R_H = -1 / ne$, $K_H = -1 / ned$
- The Hall effect is very useful to measure:
 - Carrier density (载荷子密度)
 - Type of charge carrier
 - Electrons?
 - Holes? (正离子/空穴载流子)
 - Combination?
 - Magnetic Field



Applications

- The Hall probe: measurement of large magnetic fields is often performed by making use of the Hall effect. A thin film ($\sim 100 \mu\text{m}$) Hall probe is placed in the magnetic field ($\sim 1 \text{ T}$) and a transverse voltage ($\sim 1 \mu\text{V}$) is measured.
- Example: a Cu thin film, $n = 8.47 \times 10^{28} \text{ electrons/m}^3$

Molar mass of copper = $63.54 \text{ gm/mol} = 63.54 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} = M$

Density of copper = $9 \text{ gm/cm}^3 = 9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = \rho$


Number of free electrons per mol = Avogadro's number = $6.02 \times 10^{23} / \text{mol} = N_A$

Number of free electrons per unit volume = n

$$n = \frac{\text{mass} / \text{m}^3 \times \text{atoms} / \text{mol}}{\text{mass} / \text{mol}} = \text{atoms} / \text{m}^3$$

$$n = \frac{\rho N_A}{M} = 8.5 \times 10^{28} \text{ electrons} / \text{m}^3$$

This is a nominal value because the density of copper in electrical wiring cables varies somewhat with processing.



- For $I = 1 \text{ A}$, $B = 1 \text{ T}$, $d = 100 \times 10^{-6} \text{ m}$, $V_H = 0.737 \times 10^{-6} \text{ V}$

实验任务

$$U_H = I_H B(I_M) / ned$$

- 用“对称测量法”测量 $U_H - I_H$ 曲线，计算霍尔元件灵敏度
(Calculate the sensitivity of the Hall sensor via the measurement of its $U_H - I_H$ curve)
- 用“对称测量法”测量 $U_H - I_M$ 曲线，计算霍尔元件灵敏度
(Calculate the sensitivity of the Hall sensor via the measurements of its $U_H - I_M$ curve)
- 测量电磁铁气隙中磁感应强度 B 的大小和分布
(Measure an unknown B with the calculated I_H and U_H values)

操作要点

1. 实验前的操作

- 了解仪器各部分功能，连接好线路；
- 打开及关闭电源开关前，应将工作电流、励磁电流调节旋钮逆时针旋转到底，使电流最小；
- 为提高霍尔元件测量的准确性，实验前应将霍尔元件预热**5**分钟，具体操作如下：闭合工作电流开关，断开励磁电流开关，通入工作电流**5 mA**，待**5**分钟后开始实验。

操作要点

2. 测量霍尔元件灵敏度 K_H

- 移动二维移动尺，使霍尔元件处于电磁铁气隙中心位置；
- 设置励磁电流 $I_M = 300 \text{ mA}$ ，通过公式 $B = C \cdot I_M$ 计算并记录电磁铁气隙中的磁感应强度 B （ C 为电磁铁的线圈常数，可从仪器面板上直接读取）；
- 自行设计调节工作电流 I_H 的值，要求等间隔调节，且 I_H 的取值区间为 1.0 至 10.0 mA ；对每个 I_H 的值，改变 I_H 和 I_M 的方向，测出 U_H 的值。要求按表1至少测量5组数据。

表 1. 霍尔电压 U_H 与工作电流 I_H 的关系

$I_M = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$, $C = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mT/A}$, d (霍尔元件厚度) = $\underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$

$I_H \text{ (mA)}$	$U_1 \text{ (mV)}$	$U_2 \text{ (mV)}$	$U_3 \text{ (mV)}$	$U_4 \text{ (mV)}$	$U_H = (U_1 + U_2 + U_3 + U_4)/4$ (mV)
	$+I_M, +I_H$	$-I_M, +I_H$	$+I_M, -I_H$	$-I_M, -I_H$	
\vdots					

操作要点

3. 测量 U_H 与 I_M 曲线

- 移动二维移动尺，使霍尔元件处于电磁铁气隙中心位置；
- 设置工作电流 $I_H = 3.00 \text{ mA}$ ；
- 自行设计调节励磁电流 I_M 的值，要求等间隔调节，且 I_M 的取值区间为100至1000 mA ；对每个 I_M 的值，改变 I_H 和 I_M 的方向，测出 U_H 的值。要求按表2至少测量5组数据。

表 2. 霍尔电压 U_H 与励磁电流 I_M 之间的关系

$I_H = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$, $C = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mT/A}$, d (霍尔元件厚度) = $\underline{\hspace{1cm}} \text{ mm}$

$I_M \text{ (mA)}$	$U_1 \text{ (mV)}$	$U_2 \text{ (mV)}$	$U_3 \text{ (mV)}$	$U_4 \text{ (mV)}$	$U_H = (U_1 + U_2 + U_3 + U_4)/4$ (mV)	B (mT)
	$+I_M, +I_H$	$-I_M, +I_H$	$+I_M, -I_H$	$-I_M, -I_H$		
\vdots						

操作要点

4. 测量电磁体气隙中磁感应强度 B 的大小和分布

- 设置 $I_M = 600 \text{ mA}$, $I_H = 5.00 \text{ mA}$;
- 调节二维移动尺的垂直标尺, 使霍尔元件处于电磁铁气隙垂直方向的中心位置;
- 调节水平标尺, 从0刻度开始, 改变 I_H 和 I_M 的方向, 测出 U_H 的值; 并根据 K_{H2} 计算出磁感应强度; 要求水平位置 X 范围覆盖 $[0, 50] \text{ mm}$, 且至少测量15个点, 以达到更好地描绘磁感应强度 B 的分布特征。建议 $[0, 10]$ 和 $[40, 50]$ 每2 mm获取一个点, $[15, 35]$ 每5 mm.

表 3. 电磁铁气隙中磁感应强度 B 的分布

$I_H = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$, $I_M = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$, $C = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mT/A}$

$X(\text{mm})$	$U_1 (\text{mV})$	$U_2 (\text{mV})$	$U_3 (\text{mV})$	$U_4 (\text{mV})$	$U_H = (U_1 + U_2 + U_3 + U_4)/4$ (mV)	$B (\text{mT})$
	$+I_M, +I_H$	$-I_M, +I_H$	$+I_M, -I_H$	$-I_M, -I_H$		
\vdots						

注意事项

1. 霍尔元件及二维移动尺容易折断和变形，应注意避免使其受挤压或碰撞等；
2. 为避免使电磁体因过热而影响测量精度或受损，除在短时间内读取有关数据时通以励磁电流外，其余时间最好断开励磁电流开关。

报告要求

1. 画 U_H-I_H 曲线，用最小二乘法计算斜率 K_1 ，计算霍尔元件灵敏度 K_{H1} ；
2. 画 U_H-I_M 曲线，用最小二乘法计算斜率 K_2 ，计算霍尔元件灵敏度 K_{H2} ；
3. 画 $B-X$ 图，描述电磁铁气隙内 X 方向上 B 的分布特征。

讨论题

1. 根据 \mathbf{B} 、 \mathbf{I}_H 和 \mathbf{U}_H 方向判断本实验霍尔片的导电类型（**N**或**P**型半导体），要求画图说明。（注：**N**型半导体中，载流子为电子；**P**型半导体中将载流子视为正离子）
2. 估算本实验所用霍尔片的载流子密度。

References

- 哈尔滨工业大学（深圳）2018年春季班大学物理实验指导书 v1.4
- C. R. Nave, Hyper Physics, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/Hall.html#c1>, retrieved on May 16, 2018
- Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect, retrieved on May 16, 2018